

Поликлональное Антитело Против Cd150/Slam Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q13291

Артикул: CM0022397



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CD150/SLAM (SLAMF1). Подходит для вестерн-блоттинга и ELISA, перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. SLAM регулирует активацию и дифференцировку иммунных клеток, а также проникновение вируса кори.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD150/SLAM Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SLAM; CD150; CDw150; CD150/SLAM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6504
GeneID	6504
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-237 человеческого CD150/SLAM (NP_003028.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13291
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом