

Поликлональное Антитело Кролика Против Cd151 Для Wb, IHC-P, Elisa — P48509

Артикул: CM0024279

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого CD151 (UniProt P48509), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований тетраспанин-обогащенных микродоменов, клеточной адгезии, миграции и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к CD151
Примечания/алиасы	EBS7; GP27; MER2; RAPH; SFA1; PETA-3; TSPAN24; CD151
Вид	Человек
ID гена (человек)	977
ID гена	977
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 113-221 человеческого CD151 (NP_004348.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48509
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Хладоэлемент