

Поликлональное Антитело Против Cd152/Ctla-4 Для Wb, Elisa - P16410

Артикул: CM0013365



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CTLA-4 (CD152), валидированное для WB и ELISA, с перекрёстной реакцией с белками мыши и крысы. Обнаруживает полосу размером около 25 кДа; идеально подходит для исследований коингибиции Т-клеток и иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CD152/CTLA-4
Примечания/синонимы	CD, GSE, GRD4, ALPS5, CD152, CTLA-4, IDDM12, CELIAC3, CD152/CTLA-4
Вид	Человек
GeneID (человек)	1493
GeneID	1493
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 49-223 человеческого CD152/CTLA-4 (NP_005205.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16410
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия транспортировки	Хладагент