

Поликлональные Антитела К Anti-Cd152/Ctla-4 Для Wb, Ihc-P, Elisa - P16410

Артикул: CM0022324



введение

Выявляйте человеческий CTLA-4 (CD152) с помощью этих кроличьих поликлональных антител, валидированных для методов WB, IHC-P и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным белками. Рекомбинантный иммуноген нацелен на внеклеточный домен, что идеально подходит для исследований иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к CD152/CTLA-4
Примечания/Синонимы	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3; CD152/CTLA-4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1493
GeneID	1493
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16410
Молекулярная масса	25 кДа
Транспортировка	Ледяной пакет