

Кроличья Моноклональная Антитела Против Cd152/Ctla-4 Для Вестерн-Блота И Ифа — P16410

Артикул: CM0007331



введение

Кроличья моноклональная антитела, направленная против человеческого CD152/CTLA-4 (CTLA4), подходит для Вестерн-блота и иммуноферментного анализа. Иммуноген: рекомбинантный белок. Перекрестно реагирует с человеческим антигеном. Предназначено для научных исследований в области иммунорегуляции Т-клеток и изучения иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD152/CTLA-4 кроличья мкАт
Примечания/алиасы	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3; CD152/CTLA-4
Вид реагирования	Человек
GeneID	1493
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 37-162 человеческого CD152/CTLA-4 (NP_005205.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16410
Молекулярная масса белка	25кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором