

Моноклональное Антитело К Cd153, Конъюгированное С , Для Проточной Цитометрии - P32971

Артикул: CM0004869

введение

Моноклональное антитело к человеческому CD153 (CD30L), конъюгированное с , валидировано для проточной цитометрии. Идеально для изучения пролиферации Т-клеток и сигнальных путей CD30/CD30L.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к человеческому CD153, конъюгированное с
Примечания/Альтернативные названия	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	944
GeneID	944
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 63-234 человеческого CD153 (NP_001235.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32971
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом