


Моноклональное Антитело Против Cd155/Pvr Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии, Elisa - P15151

Артикул: CM0005081



введение

Кролиچه моноклональное антитело к CD155/PVR, валидированное для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ELISA. Реагирует с человеческим CD155/PVR — молекулой адгезии NK-клеток и рецептором полиовируса, участвующим в ускользании опухоли от иммунного ответа. Идеально для исследований в области онкологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиچه моноклональное антитело к CD155/PVR
Примечания/Альтернативные названия	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5
Вид	Человек
GenelD (Человек)	5817
GenelD	5817
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-343 человеческого CD155/PVR (NP_006496.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15151
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом