


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd155/Pvr Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P15151

Артикул: CM0010490



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD155/PVR (рецептора полиовируса), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для исследований в области биологии NK-клеток, иммунологии опухолей и механизмов вирусной инфекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD155/PVR Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5; CD155/PVR
Вид	Человек
Gene ID (Human)	5817
Gene ID	5817
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 250-350 человеческого CD155/PVR (P15151).)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15151
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом