


Моноклональное Антитело Против Cd157/Bst-1 Для Проточной Цитометрии - Q10588

Артикул: CM0005532



введение

Конъюгированное с кроличье моноклональное антитело против человеческого CD157/BST-1 для проточной цитометрии. Нацелено на CD157/BST-1, фермент, закрепленный на GPI, участвующий в сигналинге циклического АДФ-рибозы. Подходит для иммунотипирования образцов человека и функциональных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против человеческого CD157/BST-1
Примечания/Псевдоним	CD157; cADPR2; BST1
Вид	Человек
ID гена	683
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-292 человеческого CD157/BST-1 (NP_004325.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q10588
Молекулярный вес белка	36кДа/29кДа
Доставка	Ледяной пакет