

Моноклональное Антитело Anti-Cd158A/Kir2DL1 Для
Проточной Цитометрии - P43626

Артикул: CM0004705



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD158a/KIR2DL1, валидированное для проточной цитометрии. Распознает ингибирующий рецептор NK-клеток, взаимодействующий с аллелями HLA-C. Молекулярная масса: 38/41 кДа. SWISS: P43626.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD158a/KIR2DL1, клон
Примечания/Синонимы	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Вид реакции	Человек
GeneID (человек)	3802
Иммуноген	Рекомбинантный белок/Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 22-245 человеческого CD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43626
Молекулярная масса белка	38 кДа/41 кДа
Доставка	Холодильный пакет