

Биотинилированное Моноклональное Антитело Anti-Cd16 Для Проточной Цитометрии - P08637 / O75015

Артикул: CM0010040



введение

Биотинилированное кроличье моноклональное антитело против человеческого и обезьяньего CD16 (FCGR3A/FCGR3B), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для исследований АЗКЦ (ADCC) и NK-клеток. Мишени: P08637/O75015.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Биотин Кроличье мАб anti-Human/Monkey CD16
Примечания/Псевдонимы	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCR11; CD16-II; FCGR11; FCR11A; FcGR11A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2214/2215
ID гена	2214/2215
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-208 человеческого CD16 (P08637/O75015)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Мартышка (Cynomolgus)
SWISS	P08637/O75015
Молекулярный вес белка	29КДа/26КДа
Доставка	В ледяном пакете