

Моноклональное Антитело Против Cd16 Для Проточной Цитометрии - P08637 / O75015

Артикул: CM0007748



введение

Моноклональное антитело против CD16 кролика, валидированное для проточной цитометрии (FC) на образцах человека и яванских макаков. Нацелено на FCGR3A/FCGR3B (CD16a/CD16b) для исследований ADCC, NK-клеток и иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против CD16 человека/обезьяны
Примечания/Альтернативные названия	CD16; FCGR3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA; CD16b
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2214/2215
GeneID	2214/2215
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-208 человеческого FCGR3A/FCGR3B (P08637/O75015)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Яванская макака
SWISS	P08637/O75015
Молекулярная масса белка	29 кДа/26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом