

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd16 Для Wb, Elisa — P08637 / O75015

Артикул: CM0005111



введение

Кроличье моноклональное антитело, распознающее человеческий CD16 (FcγRIIIA) с перекрестной реактивностью к мышиному антигену, валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА, идеально подходит для исследований АЗКЦ и иммунной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD16 Кроличье мкАт
Примечания/Псевдонимы	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2214/2215
ID гена	2214/2215
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-208 человеческого CD16. (P08637).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P08637/O75015
Молекулярная масса белка	29КДа/26КДа
Доставка	Холодовая упаковка