

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd16 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08637/O75015

Артикул: CM0007702



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD16 (FCGR3A/FCGR3B), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с человеком, крысой и цинолмговой обезьяной. Идеально подходит для исследований АЗКЦ (ADCC) и NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD16 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGF3; IMD20; FCR-10; FCR11; CD16-II; FCGR11; FCR11A; FcGR11A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2214/2215
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-208 человеческого CD16b (NP_000561.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса, Обезьяна цинолмговой макак
SWISS	P08637/O75015
Молекулярный вес белка	29 кДа/26 кДа
Доставка	Сумка со льдом