

Мышиное Моноклональное Антитело Кролика К Cd161 Для Wb, If-P, Fc, Elisa — Q12918

Артикул: CM0006314



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD161 (KLRB1). Валидировано для WB, IF-P, FC, ELISA. Выявляет белок массой 25 кДа. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований NK-клеток и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD161 Rabbit mAb
Примечания/синонимы	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Вид	Человек
GeneID	3820
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67-225 человеческого CD161 (NP_002249.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, FC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q12918
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Пакет со льдом