

Моноклональное Антитело Anti-Cd162/Psgl-1 Для Wb, If/Icc, Fc, Elisa — Q14242

Артикул: CM0010780



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело Anti-CD162/PSGL-1, валидированное для WB, IF/ICC, FC и ELISA на образцах человека. Мишень представляет собой лиганд селектинов, участвующий в качении лейкоцитов и воспалении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье МАТ к CD162/PSGL-1
Примечания/синонимы	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	6404
GeneID	6404
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q14242
Молекулярная масса белка	43 кДа/45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом