

Кроличья Моноклональная Антитело К Cd162/Psgl-1 Для If-P, Ihc-P, Fc, Elisa — Q3Ta56

Артикул: CM0011277

введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на мышиный CD162/PSGL-1 (SWISS Q3TA56). Валидирована для применения в IF-P, IHC-P, FC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными антигенами. Идеально подходит для научных исследований и разработки диагностических тест-систем IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная кроличья антитела к CD162/PSGL-1
Примечания/алиасы	CD162; Psgl1; Selp1; Selp1; Psgl-1
Вид иммуногена	Мышь
GeneID (человек)	6404
GeneID	20345
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 18-320 мышиного CD162/PSGL-1 (NP_033177.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q3TA56
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	Холодовой пакет