

Кроличья Моноклональная Антитела Против Cd162/Psgl-1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q14242

Артикул: CM0007644



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого CD162/PSGL-1 — гликопротеинового лиганда Р-селектина 1. Валидирована для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Подходит для исследований воспаления и адгезии лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD162/PSGL-1 кроличья моноклональная антитела
Примечания/алиасы	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
Вид	человек
ID гена (человек)	6404
ID гена	6404
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 42-295 человеческого CD162/PSGL-1 (NP_002997.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14242
Молекулярная масса белка	43 кДа/44 кДа
Условия доставки	С пакетом охлаждающего агента