


Моноклональное Антитело Против Cd162/PSgl-1 Кролика, Polymab®, Для Вб, Иф/Икк, Иф-П, Игг-П, Ифа — Q14242 / Q3Ta56

Артикул: CM0008081



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого/мышинного CD162/PSGL-1, валидированное для применения в ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГГ-П, ИФА. Распознает PSGL-1 человека, мыши и крысы — ключевой медиатор роллинга лейкоцитов при воспалении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD162/PSGL-1 кролика, PolymAb®
Примечания/алиасы	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
Вид	Человек/Мышь
ID гена (человек)	6404
ID гена	6404/20345
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого/мышинного CD162/PSGL-1.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14242/Q3TA56
Молекулярная масса белка	43 кДа/42 кДа
Доставка	Холодовый пакет