


## Поликлональные Антитела Против Cd163 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Vb7

Артикул: CM0026152



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CD163, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают эндогенный CD163 в образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на гемоглобиновый рецептор-скавенджер массой 125 кДа. Идеальны для исследований макрофагов и воспалений.

[Узнать больше](#)

| Параметр             | Значение                                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта    | CD163 кролик pAb                                                                                                                                  |
| Примечания/Псевдоним | M130; MM130; SCAR11; CD163                                                                                                                        |
| Вид                  | Человек                                                                                                                                           |
| GeneID (человек)     | 9332                                                                                                                                              |
| GeneID               | 9332                                                                                                                                              |
| Иммуноген            | Синтетический пептид/Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 750-1050 человеческого CD163 (NP_004235.4?). |
| Источник             | Кролик                                                                                                                                            |
| Категория            | Поликлональные антитела                                                                                                                           |
| Применение           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                          |
| Кросс-реактивность   | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                              |
| SWISS                | Q86VB7                                                                                                                                            |
| Масса белка          | 125kDa                                                                                                                                            |
| Доставка             | Сумка со льдом                                                                                                                                    |