


Кроличья Моноклональная Антитело К Cd163 Для Wb, If-P, Ифа — Q86Vb7

Артикул: CM0007185



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому CD163 (M130, гемоглибиновый рецептор-скавенджер), валидированное для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P) и ИФА. Идеально подходит для изучения активации макрофагов и воспалительных состояний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кролижье моноклональное антитело к CD163
Примечания/псевдонимы	M130, MM130, SCAR11, CD163
Вид	Человек
ИД гена (человек)	9332
ИД гена	9332
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 861-961 человеческого CD163 (NP_004235.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86VB7
Молекулярная масса белка	125 кДа
Доставка	Холодовой пакет