


Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Cd163 Polymab® Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Elisa - Q86Vb7 / Q2Vlh6

Артикул: CM0004316



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD163 (M130), валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, ELISA в образцах человека, мыши, крысы, яванского макака. Идеально для исследований макрофагов и воспаления, детектирует белок ~121-125 кДа.

[Узнать больше](#)

Название продукта	Кроличье поликлональное антитело CD163 PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	M130; MM130; SCAR11; CD163v2; CD163v3
Вид	Человек/Мышь
GeneID (Человек)	9332
GeneID	9332/93671
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD163 человека/мыши.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Яванский макак
SWISS	Q86VB7/Q2VLH6
Молекулярная масса белка	121 кДа/125 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом