


Моноклональное Антитело К Cd166/Alcam () Для Проточной Цитометрии - Q13740

Артикул: CM0012306



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к CD166/ALCAM человека (клон:) для проточной цитометрии. Распознает CD166 (ALCAM) — молекулу клеточной адгезии суперсемейства иммуноглобулинов, участвующую в активации Т-клеток и гемопоэзе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к CD166/ALCAM человека (mAb)
Примечания/Синонимы	MEMD; CD166
Вид	Человек
GeneID (человек)	214
GeneID	214
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-526 CD166/ALCAM человека (NP_001618.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13740
Молекулярная масса белка	65 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом