


Моноклональное Антитело Anti-Cd166/Alcam Для Вб, Иф/Ик, Ифа — Q13740

Артикул: CM0006732



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD166/ALCAM, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным антигенам. Идеально подходит для изучения клеточной адгезии, активации Т-клеток и формирования иммунологического синапса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи мкА к CD166/ALCAM
Примечания/Синонимы	MEMD; CD166; CD166/ALCAM
Вид	Человек
GeneID (человек)	214
GeneID	214
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 28-526 человеческого CD166/ALCAM. (NP_001618.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13740
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	Холодовой пакет