


Поликлональные Антитела К Anti-Cd166/Alcam Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q13740

Артикул: CM0021289



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CD166/ALCAM (Q13740). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с человеческим и мышиным белками. Идеально подходят для изучения клеточной адгезии, активации Т-клеток и гемопоэза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD166/ALCAM Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MEMD; CD166; CD166/ALCAM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	214
GeneID	214
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-180 человеческого CD166/CD166/ALCAM (NP_001618.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13740
Молекулярный вес белка	65кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент