

Моноклональное Антитело Против Cd168/Rhamm Для Wb, Ihc-P, Elisa - O75330

Артикул: CM0003524

введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD168/RHAMM (O75330). Идеально подходит для WB, IHC-P, ELISA; перекрестно реагирует с антигенами человека и мыши. Предназначено для исследования опосредованной гиалуронатом подвижности клеток и метастазирования рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD168/RHAMM кроличье моноклональное антитело
Примечания/Альтернативные названия	CD168; IHABP; RHAMM; CD168/RHAMM
Вид	Человек
ID гена (человек)	3161
ID гена	3161
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O75330
Молекулярная масса белка	84 кДа
Доставка	Холодильный пакет