

Поликлональные Антитела Против Cd168/Rhamm Для Wb, Elisa - O75330

Артикул: CM0028334

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CD168/RHAMM, валидированные для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для изучения гиалуронан-зависимой подвижности клеток и метастазирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против CD168/RHAMM
Примечания/Псевдоним	CD168; INABP; RHAMM; CD168/RHAMM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3161
GeneID	3161
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 341-440 человеческого CD168/RHAMM (NP_001136028.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75330
Молекулярный вес белка	84кДа
Доставка	Сумка со льдом