

Антитело Кролика Поликлональное Против Cd168/Rhamm (Валидировано На Ko) Для Wb, If, Elisa - O75330

Артикул: CM0017041

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого CD168/RHAMM, валидировано на КО. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 1-300). Обнаруживает рецептор гиалуронана в WB, IF/ICC и ELISA. Поддерживает исследования клеточной подвижности, метастазирования и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на КО] CD168/RHAMM кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CD168; INABP; RHAMM; MM
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3161
ID гена	3161
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого CD168/RHAMM (NP_001136028.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75330
Молекулярный вес белка	84 кДа
Доставка	Сумка со льдом