

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd16B Для Wb, Fc, Elisa - O75015

Артикул: CM0007904



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD16b (FcγRIIIB). Валидировано для WB, FC, ELISA; обнаруживает полосу 26 кДа. Идеально подходит для изучения захвата иммунных комплексов, опосредованного Fc-рецепторами, и биологии нейтрофилов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD16b кроличье мАт
Примечания/Псевдонимы	CD16; FCG3; CD16A; CD16b; FCGR3; CD16-I; FCGR3A; FCR-10; FCRIII; FCRIIIb
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2215
ID гена	2215
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-208 человеческого CD16b (NP_000561.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75015
Молекулярный вес белка	26 кДа
Доставка	Сумка со льдом