


Моноклональное Антитело Против Cd170/Siglec-5 Для Проточной Цитометрии - O15389

Артикул: CM0005651



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD170/Siglec-5, валидированное для проточной цитометрии (ПЦ). Подходит для изучения адгезии миелоидных клеток и связывания сиаловой кислоты в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD170/Siglec-5, мкА
Примечания/Алиасы	CD170; OBVP2; CD33L2; OB-BP2; SIGLEC-5
Вид	Человек
GeneID (человек)	8778
GeneID	8778
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15389
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	С холодоэлементом