

Моноклональное Антитело Anti-Cd171/L1Cam Для Wb, Ihc-P, Elisa - P32004

Артикул: CM0007117



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD171/L1CAM, валидированное для вестерн-блоттинга, ИГХ (парафиновые срезы) и ИФА. Подходит для изучения развития нейронов, миграции и синаптической пластичности в исследованиях головного мозга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD171/L1CAM
Примечания/Синонимы	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1; CD171/L1CAM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3897
GeneID	3897
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32004
Молекулярная масса белка	140 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом