

Кроличья Поликлональная Антитело К Anti-Cd171/L1Cam Для Wb, If/Icc, Elisa - P32004

Артикул: CM0027826



введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитела против CD171/L1CAM, валидированная для Вестерн-блота, IF/ICC и ELISA. Распознает L1CAM человека, мыши и крысы. Идеально подходит для нейронаучных исследований нейрональной адгезии, миграции и синаптической пластичности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD171/L1CAM Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1; CD171/L1CAM
Вид	Человек
ID гена (человек)	3897
ID гена	3897
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1143-1257 человеческого CD171/L1CAM (NP_000416.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P32004
Молекулярная масса белка	140 кДа
Доставка	Холодовой пакет