

Поликлональное Антитело Против Cd172A/Sirpα Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P78324

Артикул: CM0026579



введение

CamelBio предлагает поликлональное антитело кролика против CD172a/SIRPα, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Распознает SIRPα человека, мыши, крысы (55 кДа). Идеально подходит для изучения регуляции фагоцитоза, иммунной сигнализации и исследований синаптической функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD172a/SIRPα Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1; CD172a/SIRPα
Вид	Человек
GeneID (человек)	140885
GeneID	140885
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-375 человеческого CD172a/SIRPα (NP_542970.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P78324
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом