

Поликлональные Антитела Anti-Cd177 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q8N6Q3

Артикул: CM0026565

введение

Кроличьи pAb против CD177 — это поликлональные антитела, валидированные для WB и ELISA, нацеленные на антиген CD177 (NB1/PRV1), экспрессируемый на человеческих нейтрофилах. Идеально подходят для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD177 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP; CD177
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57126
ID гена	57126
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-285 человеческого CD177 (NP_065139.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8N6Q3
Молекулярный вес белка	51 кДа
Доставка	Сумка со льдом