

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd177 Для Fc, Elisa - Q8N6Q3

Артикул: CM0012277

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому антигену CD177 (NB1/PRV-1). Валидировано для проточной цитометрии и ELISA, подходит для исследования активации, адгезии нейтрофилов и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD177 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; CD177 антиген
Вид	Человек
GeneID (человек)	57126
GeneID	57126
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-407 человеческого CD177 (NP_065139.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N6Q3
Молекулярная масса белка	15кДа/27кДа/46кДа
Условия доставки	В пакете со льдом