

Моноклональное Антитело Кролика Против Cd177 Для Wb, IHC-P, Ифа - Q8N6Q3

Артикул: CM0007132

введение

Моноклональное антитело кролика к CD177, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА. Распознает антиген человеческого CD177 (NB1/PRV-1/HNA-2a) — нейтрофил-специфичный GPI-заякоренный белок, участвующий в процессах адгезии и миграции. Идеально подходит для исследований в области воспаления, гематологии и аутоиммунных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD177 кроличьи mAb
Примечания/алиасы	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP; CD177
Вид	Человек
ID гена (человек)	57126
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 22-407 человеческого CD177 (NP_065139.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N6Q3
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающего средства