

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd18 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезях (If-P), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезях (Ihc-P), Elisa - P05107

Артикул: CM0008572



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD18 (ITGB2), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA. Распознает интегрин бета-2 человека, мыши, крысы (85 кДа), идеально для исследований адгезии лейкоцитов и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD18 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	LAD; CD18; MF17; MFI7; LCAMB; LFA-1; MAC-1
Вид	Человек
GeneID	3689
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CD18 (NP_000202.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05107
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом