

Моноклональное Антитело Против Cd19 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P15391

Артикул: CM0004010



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD19. Подходит для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P и ELISA. Критически важно для исследований сигналинга В-клеточного рецептора и иммунодефицитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD19 Кроличье mAb
Примечания/Алиасы	B4; CVID3; CD19
Вид	Человек
GeneID (Человек)	930
GeneID	930
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 456-556 человеческого CD19. (NP_001761.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15391
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	В пакете со льдом