

Поликлональные Антитела Anti-Cd19 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - P15391

Артикул: CM0024854



введение

Кроличьи поликлональные антитела к CD19, валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Распознают CD19 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения сигнальных путей В-клеток и исследований лимфоцитарного лейкоза. Ваш надежный партнер по сырью для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к CD19
Примечания/Псевдоним	B4; CVID3; CD19
Вид	Человек
ID гена (Человек)	930
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 457-556 CD19 человека (NP_001761.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15391
Молекулярный вес белка	61 кДа
Доставка	В ледяном пакете