

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd19 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - P15391

Артикул: CM0006763



введение

Кроличье моноклональное антитело против белка CD19 человека. Подходит для использования в вестерн-блоттинге (WB) и ИФА. Взаимодействует с CD19 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области иммунологии В-клеток и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD19 кроличье МАТ
Примечания/Псевдоним	B4; CVID3; CD19
Вид	Человек
GeneID (Человек)	930
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD19 человека
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15391
Молекулярный вес белка	61 кДа
Доставка	В ледяном пакете