


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Cd1B Для Иф/Исс, Пц, Ифа - P29016

Артикул: CM0008012



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD1B. Валидировано для ИФ/ИСС, ПЦ и ИФА. Обнаруживает изоформы CD1B (37 кДа/30 кДа), участвующие в презентации липидных антигенов и Т-клеточном иммунитете. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CD1B кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	R1; CD1; CD1A
Вид	Человек
GeneID (человек)	910
GeneID	910
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-303 человеческого CD1B (NP_001755.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ/ИСС, ПЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P29016
Молекулярный вес белка	37 кДа/30 кДа
Доставка	Сумка со льдом