


Моноклональное Антитело Против Cd1D Для Вб, Иф/Ик, Цк, Ифа — P15813

Артикул: CM0004761



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD1d, подходит для ВБ, ИФ/ИК, ЦК, ИФА. Нацелено на антигенпрезентирующий гликопротеин, участвующий в презентации гликолипидов NKT-клеткам. Валидировано для работы с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к CD1d
Примечания/Альтернативные названия	R3; CD1A; R3G1; CD1d
Вид	Человек
GeneID (человек)	912
GeneID	912
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-301 человеческого CD1d (NP_001757.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15813
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Айс-бокс