


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd1D Для Вестерн-Блоттинга, Иф (If-P), Ифа - P11609 / P11610

Артикул: CM0004196



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против CD1d, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИФ (IF-P) и ИФА. Реагирует с мышью и крысой. Подходит для иммунологических исследований презентации гликолипидных антигенов и функций NKT-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD1d Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	Cd1a; Cd1d; CD1.1; Ly-38
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	912
ID гена	12479/12480
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-305 мышиного CD1d (NP_031665.2/NP_031666.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P11609/P11610
Молекулярная масса белка	39 кДа/38 кДа
Доставка	В ледяном пакете