


Кроличья Поликлональная Антитело Против Cd1D Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Исс, Ифа - P15813

Артикул: CM0019312



введение

Кроличья поликлональное антитело к человеческому CD1D, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИСС, ИФА. Перекрестно реагирует с мышью. Полезный инструмент для изучения презентации гликолипидов и биологии NKT-клеток (SWISS P15813).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD1D кролика pAb
Примечания/Псевдоним	R3; CD1A; R3G1; CD1D
Вид	Человек
GeneID (Человек)	912
GeneID	912
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-190 человеческого CD1D (NP_001757.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИСС, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P15813
Молекулярный вес белка	38 кДа
Доставка	Сумка со льдом