

## Моноклональное Антитело Против Cd2 Для Wb, Fc, Ифа - P06729

Артикул: CM0004026



### введение

Это кроличье моноклональное антитело к CD2 распознает человеческий CD2 — поверхностный антиген Т-клеток, участвующий в адгезии и сигналинге. Подходит для применения в WB, FC и ИФА. Масса белка ~39 кДа. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к CD2                                                                                               |
| Примечания/алиасы         | T11; SRBC; LFA-2                                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| ID гена (человек)         | 914                                                                                                                                  |
| ID гена                   | 914                                                                                                                                  |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 25-209 человеческого CD2 (NP_001758.2). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | WB, FC, ИФА                                                                                                                          |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                              |
| SWISS                     | P06729                                                                                                                               |
| Масса белка               | 39 кДа                                                                                                                               |
| Доставка                  | Сумка-холодильник со льдом                                                                                                           |