

Кроличья Моноклональная Антитела К Cd2 Для Вб, Фц, Ифа - P08920

Артикул: CM0007029

введение

Кроличья моноклональная антитела к CD2, валидированная для ВБ, ФЦ и ИФА с перекрестной реактивностью с мышинными антигенами. Иммуноген — рекомбинантный белок, нацеленный на внеклеточный домен. Идеально подходит для исследований адгезии Т-клеток и передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья мкАнт к CD2
Примечания/Алиасы	Ly37; LFA-2; Ly-37; CD2
Вид	Мышь
ID гена (человек)	914
ID гена	12481
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 23-203 мышинового CD2 (NP_038514.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ФЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P08920
Молекулярная масса белка	38кДа
Доставка	Холодильный пакет