

## Кроличий Моноклональный Анти-Cd2 Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P06729

Артикул: CM0006011



### введение

Кроличье mAb против CD2 (P06729) — это валидированное кроличье моноклональное антитело для WB, IHC-P и ELISA, нацеленное на человеческий CD2, ключевую молекулу адгезии Т-клеток. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и диагностики.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                          |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Название продукта         | CD2 Rabbit mAb                    |
| Примечания/Псевдоним      | T11, SRBC, LFA-2, CD2             |
| Вид                       | Человек                           |
| GeneID (человек)          | 914                               |
| GeneID                    | 914                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок CD2 человека |
| Источник                  | Кролик                            |
| Категория                 | Моноклональные антитела           |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                  |
| Перекрестная реактивность | Человек                           |
| SWISS                     | P06729                            |
| Молекулярный вес белка    | 39 кДа                            |
| Доставка                  | Сумка со льдом                    |