

Анти-Cd2 Кроличий Polymab® Моноклональное Антитело Для Wb, IHC-P, Elisa - P06729/P08920

Артикул: CM0004787



введение

Кроличий моноклональный антитело PolymAb® против CD2, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Распознает человеческий и мышиный CD2 (T11, SRBC, LFA-2), молекулу адгезии и сигнализации Т-клеток. Идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD2 Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдоним	T11; SRBC; LFA-2
Вид	Человек/Мышь
GeneID (Человек)	914
GeneID	914/12481
Иммуноген	Рекомбинантный белок CD2 человека/мыши.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P06729/P08920
Молекулярный вес белка	38kDa/39kDa
Доставка	Сумка со льдом