


Поликлональное Антитело Против Cd20 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11836

Артикул: CM0021090



введение

Кроличье поликлональное антитело к CD20, полученное против внутриклеточной области человеческого CD20; валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Идеально подходит для исследований В-лимфоцитов и лимфомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело pAb к CD20
Примечания/Альясы	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Вид	Человек
ID гена (человек)	931
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P11836
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом