


## Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd20 Для Wb И IHC-P - P11836

Артикул: CM0005721



### введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD20, подходящее для WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Валидировано на человеке и циномолговой обезьяне.

Нацелено на В-лимфоцитарный антиген CD20, участвующий в активации В-клеток и притоке кальция.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CD20 Rabbit mAb                                                                                                                                 |
| Примечания/Псевдоним      | B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16                                                                                                         |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                         |
| GeneID (Человек)          | 931                                                                                                                                             |
| GeneID                    | 931                                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого CD20 (NP_068769.2)) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                          |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                         |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек, Циномолгова обезьяна                                                                                                                   |
| SWISS                     | P11836                                                                                                                                          |
| Молекулярный вес белка    | 33кДа                                                                                                                                           |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                  |